

Мини центрифуги настольные, мультифункциональные DM0636, центрифуги гематокритные DM1224, DM1424

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>

DLab, Китай

Центрифуга 4000 об/мин, 2910 г, 4×100 мл, ротор SE4-100 и бакеты, настольная, DM0636

9015001123 бакеты 100 мл

DM0636 package3 бакеты 3-7 мл

DM0636 package4 бакеты 10-15 мл

Мультифункциональная **центрифуга DM0636** комплектуется роторами под различные задачи. Встроенные функции автоматического определения ротора, защита от дисбаланса, обнаружение превышения скорости и перегрева.

Бакет-ротор SE4-100 позволяет работать с широким диапазоном пробирок от 3 до 100 мл.

Характеристики центрифуги DM0636

- Максимальная скорость центрифуги, об/мин — 6000 (4300 g);
- максимальная скорость с ротором **SE4-100**, об/мин — 4000 (2910 g);
- максимальная вместимость 100 мл пробирок с ротором **SE4-100**, шт. — 4;
- сохранение в памяти до 9 программ;
- 9 режимов ускорения, 10 режимов торможения;
- таймер, мин — от 0,5 до 99;
- потребляемая мощность, Вт — 660;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 445×579×269;
- вес с ротором, кг — 36.

Комплект поставки: центрифуга **DM0636**, ротор **SE4-100** и 4 бакета (100 мл).

Аксессуары и опции: дополнительные роторы и адаптеры.



DLab, Китай

Центрифуга 4500 об/мин, 3260 г, 30×15 мл, с ротором A30-15, настольная, DM0636

DM0636 package1

Мультифункциональная **центрифуга DM0636** комплектуется роторами под различные задачи. Встроенные функции автоматического определения ротора, защита от дисбаланса, обнаружение превышения скорости и перегрева.

Угловой ротор A30-15 позволяет работать с пробирками от 3 до 15 мл.

Характеристики центрифуги DM0636

- Максимальная скорость центрифуги, об/мин — 6000 (4300 g);
- максимальная скорость с ротором **A30-15**, об/мин — 4 500 (3 260 g);
- максимальная вместимость 15 мл пробирок с ротором **A30-15**, шт. — 30;
- сохранение в памяти до 9 программ;
- 9 режимов ускорения, 10 режимов торможения;
- таймер, мин — от 0,5 до 99;
- потребляемая мощность, Вт — 660;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 445×579×269;
- вес с ротором, кг — 36.

Комплект поставки: центрифуга **DM0636**, ротор **A30-15** с бакетами для круглодонных пробирок 15 мл.

Аксессуары и опции: дополнительные роторы



DLab, Китай

Центрифуга 5000 об/мин, 3910 g, с ротором А8-50, 8×50 мл, настольная, DM0636

DM0636 package2

Мультифункциональная **центрифуга DM0636** комплектуется роторами под различные задачи. Встроенные функции автоматического определения ротора, защита от дисбаланса, обнаружение превышения скорости и перегрева.

Угловой ротор А8-50 позволяет работать с пробирками от 3 до 50 мл..

Характеристики центрифуги DM0636

- Максимальная скорость центрифуги, об/мин — 6000 (4300 g);
- максимальная скорость с ротором А8-50, об/мин — 5 000 (3 910 g);
- максимальная вместимость 50 мл пробирок с ротором А8-50, шт. — 8;
- сохранение в памяти до 9 программ;
- 9 режимов ускорения, 10 режимов торможения;
- таймер, мин — от 0,5 до 99;
- потребляемая мощность, Вт — 660;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 445×579×269;
- вес с ротором, кг — 36.

Комплект поставки: центрифуга **DM0636**, ротор **А8-50** с бакетами для конических пробирок 15 и 50 мл.

Аксессуары и опции: дополнительные роторы.



НЕТ ФОТО

DLab, Китай

Центрифуга гематокритная с ротором DM1224

DM1224

Микрогематокритные центрифуги применяют для определения объемной доли эритроцитов (эритроцитов) в крови и для разделения микрообъемов крови и растворов.

С использованием данных центрифуг можно получить значения гематокрита для тестирования в области биохимии, иммунитета, генетики, разделения крови и для общих клинических тестов.

Преимуществом гематокритных центрифуг является использование малого количества образца при анализе, за счет сепарации в микрокапиллярных пробирках.

Центрифуга гематокритная с ротором **DLab**

DM1224 используется для определения объемной доли эритроцитов в крови при сепарации малого количества крови и раствора; для извлечения ДНК и РНК. Набор включает в себя ротор, крышку и диск.

Характеристики гематокритной центрифуги с ротором DM1224

- Тип ротора — гематокритный ротор;
- максимальная емкость ротора — 24 капилляра;
- максимальная скорость — 12000 об/мин;
- точность скорости, об/мин — ± 100 ;
- время работы — 10 сек-99 мин;
- есть режим непрерывной работы;
- ЖК-дисплей;
- бесколлекторный двигатель постоянного тока;
- встроенные элементы безопасности — блокировка двери;
- мощность — 200В-240В;
- время ускорения/торможения, сек — 40;
- размер, Ш×В×Г, мм — 364×213×280;
- вес, кг — 10.



DLab, Китай

Центрифуга гематокритная, с ротором DM1424

DM1424

Микрогематокритные центрифуги применяют для определения объемной доли эритроцитов (эритроцитов) в крови и для разделения микрообъемов крови и растворов.

С использованием данных центрифуг можно получить значения гематокрита для тестирования в области биохимии, иммунитета, генетики, разделения крови и для общих клинических тестов.

Преимуществом гематокритных центрифуг является использование малого количества образца при анализе, за счет сепарации в микрокапиллярных пробирках.

Центрифуга гематокритная с ротором **DLAB DM1424** используется для определения объемной доли



эритроцитов в крови при сепарации малого количества крови и раствора; для извлечения ДНК и РНК. Комплект центрифуги включает в себя ротор, крышку и диск.

Характеристики гематокритной центрифуги с ротором DM1424

- Тип ротора — гематокритный ротор;
- максимальная емкость ротора — 24 капилляра;
- импульсный режим для быстрых вращений;
- максимальная скорость, об/мин — 14000;
- точность скорости, об/мин — ± 20 ;
- время работы — 30 сек-99 мин;
- есть режим беспрерывной работы;
- аккуратное торможение на низких скоростях для эффективной сепарации;
- ЖК-дисплей;
- бесколлекторный двигатель постоянного тока
- быстрое вращение посредством нажатия кнопки PULSE.
- встроенные элементы безопасности — блокировка двери, детектор превышения скорости, детектор перегрева, автоматическая внутренняя диагностика, автоматическая идентификация ротора
- мощность — 220В-240В;
- время ускорения/торможения, сек — 30;
- габариты, Ш×В×Г, мм — 364×274×280;
- вес, кг — 10.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>