

Пипетки автоматические одноканальные механические и электронные HiPette, MicroPette, MicroPette Plus, TopPette

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>

DLab, Китай
Автоматическая пипетка 0,1-2,5 мкл, HiPette

7030511001

7030511001вв

Особенности автоматических пипеток HiPette

- Регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора;
- легкий, эргономичный, дизайн дозатора минимизирует физические нагрузки;
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее;
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление; откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальный сертификат о калибровке от производителя;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются; посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость;
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам;
- полностью автоклавируема.



Характеристики автоматической пипетки, 0,1-2,5 мкл, HiPette

- Объем, мкл — 0,1-2,5;
- количество каналов, шт. — 1;
- точность, мкл — при $0,25 \pm 0,03$ /при $2,5 \pm 0,04$;
- воспроизводимость, мкл — при $0,25 < 0,02$ /при $2,5 < 0,02$; наконечники, мкл — 10.
-
-

DLab, Китай
Автоматическая пипетка 0,1-2,5 мкл, MicroPette Plus,

7030301001

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Полностью автоклавируемые;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.
-

Характеристики автоматической пипетки, 0,1-2,5 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 0,1-2,5;
- точность, мкл — при $2,5 \pm 0,0625$ /при $0,25 \pm 0,03$;
- воспроизводимость, мкл — при $2,5 \pm 0,05$ /при $0,25 \pm 0,015$; шаг, мкл — 0,05.



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 0,1-2,5 мкл, TopPette,

7010101001

Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения; пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
- нижняя часть автоклавируется.

•

•

Характеристики автоматической пипетки, 0,1-2,5 мкл, TopPette

- Объем, мкл — 0,1-2,5;
- точность, мкл — при 2,5 $\pm 0,0625$ /при 0,25 $\pm 0,03$;
- воспроизводимость, мкл — при 2,5 $\pm 0,05$ /при 0,25 $\pm 0,015$; шаг, мкл — 0,05.

•

•



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 0,5-5 мл, MicroPette Plus

7041301245

Серия **MicroPette Plus** объединяет современные технологии с легкостью использования. С диапазоном объема от 0,5 до 5 мл, она прекрасно подходит для точного дозирования в различных лабораторных исследованиях. Пипетка полностью автоклавируема. Одной из заметных особенностей этой модели является крупный и информативный экран, который гарантирует отличный уровень видимости и удобство при считывании результатов. Это особенно критично при работе с малыми объемами, где точность и внимание к деталям имеют ключевое значение.

Характеристики автоматической пипетки, 0,5-5 мл, MicroPette Plus

- Объем, мл — 0,5-5;
- точность, мл — при 5 $\pm 0,1$ /при 1 $\pm 0,015$;
- воспроизводимость, мл — при 0,5 $\pm 0,08$ /при 1 $\pm 0,015$; шаг, мл — 0,1.

•

•



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 0,5-10 мкл, HiPette

7030511004

7030511004ВВ

Особенности автоматических пипеток HiPette

- Регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора;
- легкий, эргономичный, дизайн дозатора минимизирует физические нагрузки;
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее;
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление;
- откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальный сертификат о калибровке от производителя;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются;
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость;
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам;
- полностью автоклавируема.

•

•



Характеристики автоматической пипетки, 0,5-10 мкл, HiPette

- Объем, мкл — 0,5-10;
- количество каналов, шт. — 1;
- точность, мкл — при $1 \pm 0,03$ /при $10 \pm 0,10$;
- воспроизводимость, мкл — при $1 < 0,02$ /при $10 < 0,04$; наконечники, мкл — 10.

•

•

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 0,5-10 мкл, MicroPette Plus

7030301004

Подобрать
аналог

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Полностью автоклавируемые;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

•

Характеристики автоматической пипетки, 0,5-10 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 0,5-10 мкл;
- точность, мкл — при $10 \pm 0,1$ /при $1 \pm 0,025$;
- воспроизводимость, мкл — при $10 \pm 0,08$ /при $1 \pm 0,015$; шаг, мкл — 0,1.

•

•



7010101004

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 0,5-10 мкл, TopPette,

Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения; пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
- нижняя часть автоклавируется.

•

•

Характеристики автоматической пипетки, 0,5-10 мкл, TopPette

- Объем, мкл — 0,5-10;
- точность, мкл — при $10 \pm 0,1$ /при $1 \pm 0,025$;
- воспроизводимость, мкл — при $10 \pm 0,08$ /при $1 \pm 0,015$; шаг, мкл — 0,1.

•

•



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 10 мкл, TopPette

7010102019

Особенности автоматических пипеток серии TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения; пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
- нижняя часть автоклавируется.

•

•

Характеристики автоматической пипетки 10 мкл, TopPette, DLab, Китай

- Объем, мкл — 10;
- точность, мкл — при $10 \pm 0,08$;
- воспроизводимость, мкл — при $10 \pm 0,08$.

•



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 2-20 мкл, HiPette

7030511005

Особенности автоматических пипеток HiPette

- Регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора;



- легкий, эргономичный, дизайн дозатора минимизирует физические нагрузки;
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее; простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление;
- откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальный сертификат о калибровке от производителя;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются;
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость;
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам;
- полностью автоклавируема.



Характеристики автоматической пипетки, 2-20 мкл, HiPette

- Объем, мкл — 2-20;
- количество каналов, шт. — 1;
- точность, мкл — при $2 \pm 0,10$ /при $20 \pm 0,20$;
- воспроизводимость, мкл — при $2 < 0,03$ /при $20 < 0,06$; наконечники, мкл — 20.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 2-20 мкл, MicroPette Plus

7030301005

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Полностью автоклавируемые;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.



Характеристики автоматической пипетки, 2-20 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 2-20;
- точность, мкл — $20 \pm 0,18$ /при $2 \pm 0,06$;
- воспроизводимость, мкл — при $20 \pm 0,08$ /при $2 \pm 0,04$; шаг, мкл — 0,5.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 2-20 мкл, TopPette

7010101005

Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;



- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения;
- пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
- нижняя часть автоклавируется.

Характеристики автоматической пипетки, 2-20 мкл, TopPette

- Объем, мкл — 2-20;
- точность, мкл — при $20 \pm 0,18$ /при $2 \pm 0,06$;
- воспроизводимость, мкл — при $20 \pm 0,08$ /при $2 \pm 0,04$; шаг, мкл — 0,5.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 5-50 мкл, MicroPette Plus,

7030301006

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Полностью автоклавируемые;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки, 5-50 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 5-50;
- точность, мкл — при $50 \pm 0,3$ /при $5 \pm 0,1$;
- воспроизводимость, мкл — при $50 \pm 0,1$ /при $5 \pm 0,1$; шаг, мкл — 0,5.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 5-50 мкл, TopPette

7010101006

Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения; пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
- нижняя часть автоклавируется.

Характеристики автоматической пипетки, 5-50 мкл, TopPette



- Объем, мкл — 5-50;
- точность, мкл — при $50 \pm 0,3$ /при $5 \pm 0,1$;
- воспроизводимость, мкл — при $50 \pm 0,15$ /при $5 \pm 0,1$; шаг, мкл — 0,5.
-
-

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 10-100 мкл, HiPette

7030511008

7030511008вв

Особенности автоматических пипеток HiPette

- Регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора;
- легкий, эргономичный, дизайн дозатора минимизирует физические нагрузки;
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее;
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление;
- откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальный сертификат о калибровке от производителя;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются;
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость;
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам;
- полностью автоклавируема.
-
-
-



Характеристики автоматической пипетки, 10-100 мкл, HiPette

- Объем, мкл — 10-100;
- количество каналов, шт. — 1;
- точность, мкл — при $10 \pm 0,30$ /при $100 \pm 0,80$;
- воспроизводимость, мкл — при $10 < 0,02$ /при $100 < 0,20$; наконечники, мкл — 100.
-
-

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 10-100 мкл, MicroPette Plus,

7030301008

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждый пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.
-

Характеристики автоматической пипетки, 10-100 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 10-100;
- точность, мкл — при $100 \pm 0,8$ /при $10 \pm 0,3$;
-



- воспроизводимость, мкл — при $100 \pm 0,15$ /при $10 \pm 0,15$; шаг, мкл — 1.
-



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 10-100 мкл, TopPette,

7010101008

Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения; пипетки откалиброваны в соответствии с ISO 8655.
- Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний;
- нижняя часть автоклавируется.



Характеристики автоматической пипетки, 10-100 мкл, TopPette

- Объем, мкл — 10-100;
- точность, мкл — при $100 \pm 0,8$ /при $10 \pm 0,3$;
- воспроизводимость, мкл — при $100 \pm 0,15$ /при $10 \pm 0,15$; шаг, мкл — 1.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 20-200 мкл, HiPette,

7030511009

7030511009ВВ

Особенности автоматических пипеток HiPette

- Регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора;
- легкий, эргономичный, дизайн дозатора минимизирует физические нагрузки;
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее;
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление;
- откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальный сертификат о калибровке от производителя;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются;
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость;
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам;
- полностью автоклавируема.



Характеристики автоматической пипетки, 20-200 мкл, HiPette

- Объем, мкл — 20-200;
- количество каналов, шт. — 1;
- точность, мкл — при $20 \pm 0,50$ /при $200 \pm 1,20$;
- воспроизводимость, мкл — при $20 < 0,14$ /при $200 < 0,40$; наконечники, мкл — 200.
-
-

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 20-200 мкл, MicroPette, (аналоги: арт. 17014411, арт. 17014391, Mettler Toledo; арт. F

Особенности автоматических пипеток MicroPette

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки, 20-200 мкл, MicroPette

- Объем, мкл — 20-200;
- точность, мкл — при $200 \pm 1,2$ /при $20 \pm 0,6$;
- воспроизводимость, мкл — при $200 \pm 0,3$ /при $20 \pm 0,2$; шаг, мкл — 1.



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 20-200 мкл, MicroPette Plus, (аналоги: арт. 4642082, арт. 4640052, арт. 4641082N, Th ABclonal)

7030301009

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки, 20-200 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 20-200;
- точность, мкл — при $200 \pm 1,2$ /при $20 \pm 0,6$;
- воспроизводимость, мкл — при $200 \pm 0,3$ /при $20 \pm 0,2$; шаг, мкл — 1.
-



Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения; пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
- нижняя часть автоклавируется.

**Характеристики автоматической пипетки, 20-200 мкл, TopPette**

- Объем, мкл — 20-200 мкл;
- точность, мкл — при $200 \pm 1,2$ /при $20 \pm 0,6$;
- воспроизводимость, мкл — при $200 \pm 0,3$ /при $20 \pm 0,2$; шаг, мкл — 1.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 100-1000 мкл, HiPette,

7030511014

7030511014вв

Особенности автоматических пипеток HiPette

- Регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора;
- легкий, эргономичный, дизайн дозатора минимизирует физические нагрузки;
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее;
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление;
- откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальный сертификат о калибровке от производителя;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются; посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость;
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам;

**Характеристики автоматической пипетки, 100-1000 мкл, HiPette**

- Объем, мкл — 100-1000;
- количество каналов, шт. — 1;
- точность, мкл — при $100 \pm 3,0$ /при $1000 \pm 6,0$;
- воспроизводимость, мкл — при $100 < 0,60$ /при $1000 < 2,0$; наконечники, мкл — 1000.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 100-1000 мкл, MicroPette Plus,

7030301014

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
 - большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать
 - объем;
 - простая калибровка и обслуживание;
- каждый пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки, 100-1000 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 100-1000;
- точность, мкл — при 1000 $\pm$ 6/при 100 $\pm$ 2;
- воспроизводимость, мкл — при 1000 $\pm$ 2/при 100 $\pm$ 0,4; шаг, мкл — 5.



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 1000-5000 мкл, MicroPette Plus,

7030301017

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
 - большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать
 - объем;
 - простая калибровка и обслуживание;
- каждый пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки, 1000-5000 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 1000-5000;
- точность, мкл — при 5000 $\pm$ 25/при 1000 $\pm$ 7;
- воспроизводимость, мкл — при 5000 $\pm$ 7,5/при 1000 $\pm$ 3; шаг, мкл — 50.



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 1000-5000 мкл, TopPette

701010101

Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;



- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения;
- пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
- нижняя часть автоклавируется.

Характеристики автоматической пипетки, 1000-5000 мкл, TopPette

- Объем, мкл — 1000-5000;
- точность, мкл — при 5000 $\pm$ 25/при 1000 $\pm$ 7;
- воспроизводимость, мкл — при 5000 $\pm$ 7,5/при 1000 $\pm$ 3; шаг, мкл — 50.
-



DLab, Китай


Автоматическая пипетка 200 мкл, MicroPette

Особенности автоматических пипеток серии MicroPette

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки 200 мкл, MicroPette, DLab, Китай

- Объем, мкл — 200;
- точность, мкл — при 200 $\pm$ 0,8;
- воспроизводимость, мкл — при 200 $\pm$ 0,4.



DLab, Китай

Автоматическая пипетка 200-1000 мкл, MicroPette

Особенности автоматических пипеток MicroPette

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки, 200-1000 мкл, MicroPette

- Объем, мкл — 200-1000;
- точность, мкл — при 1000 $\pm$ 6/при 200 $\pm$ 1,8;
- воспроизводимость, мкл — при 1000 $\pm$ 2/при 200 $\pm$ 0,6; шаг, мкл — 5.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 200-1000 мкл, MicroPette Plus,

7030301016

Особенности автоматических пипеток MicroPette Plus

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки, 200-1000 мкл, MicroPette Plus

- Объем, мкл — 200-1000;
- точность, мкл — при 1000 $\pm$ 6/при 200 $\pm$ 1,8;
- воспроизводимость, мкл — при 1000 $\pm$ 2/при 200 $\pm$ 0,6; шаг, мкл — 5.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 200-1000 мкл, TopPette

7010101016

Особенности автоматических пипеток TopPette

- Легкая, эргономичная конструкция;
- цифровой дисплей;
- пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
- легко калибровать и обслуживать;
- конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения; пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от



производителя;

- нижняя часть

Характеристики автоматической пипетки, 200-1000 мкл, TopPette

- Объем, мкл — 200-1000;
- точность, мкл — при 1000 $\pm$ 6/при 200 $\pm$ 1,8;
- воспроизводимость, мкл — при 1000 $\pm$ 2/при 200 $\pm$ 0,6;
- шаг, мкл — 5.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 2000 мкл, MicroPette,

Особенности автоматических пипеток серии MicroPette

- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство эксплуатации;
- большое окно дисплея позволяет легко идентифицировать объем;
- простая калибровка и обслуживание;
- каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки от производителя в соответствии с ISO 8655.

Характеристики автоматической пипетки 2000 мкл, MicroPette, DLab, Китай

- Объем, мкл — 2000;
- точность, мкл — при 2000 $\pm$ 6,0;
- воспроизводимость, мкл — при 2000 $\pm$ 3,0.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 30-300 мкл, HiPette,

7030511040

7030511040вв

Особенности автоматических пипеток HiPette

- Регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора;
- легкий, эргономичный, дизайн дозатора минимизирует физические нагрузки;
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее;
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление;
- откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальный сертификат о калибровке от производителя;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются; посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость;
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам;
- полностью автоклавируема.



Характеристики автоматической пипетки, 30-300 мкл, HiPette

- Объем, мкл — 30-300;
- количество каналов, шт. — 1;
- точность, мкл — при $30 \pm 0,75$ /при $300 \pm 1,80$;
- воспроизводимость, мкл — при $30 < 0,21$ /при $300 <$
- 0,14; наконечники, мкл — 300.

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 100-1000 мкл, TopPette,

7010101014

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 2000-10000 мкл, MicroPette

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 2000-10000 мкл, TopPette 7010101033

DLab, Китай

Автоматическая пипетка 500 мкл, TopPette,

7010102026

DLab, Китай

Автоматическая пипетка электронная 30-300 мкл, dPette⁺

7016201003

- Автоматическая пипетка 1000-5000...



Автоматическая пипетка 1000-5000 мкл, TopPette Dlab 7010101017

Гарантия 1 год

Код:

7010101017

Производитель:

Dlab

Производитель:

Dlab

Особенности автоматических пипеток TopPette

Легкая, эргономичная конструкция;
цифровой дисплей;
пипетки охватывают диапазон объема от 0,1 мкл до 10 мл;
легко калибровать и обслуживать;
конструкция помогает избежать повторяющихся травм от перенапряжения;
пипетки откалиброваны на заводе в соответствии с ISO 8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний от производителя;
нижняя часть автоклавируется.

Характеристики автоматической пипетки, 1000-5000 мкл, TopPette

Объем, мкл — 1000-5000;
точность, мкл — при 5000 $\pm$ 25/при 1000 $\pm$ 7;
воспроизводимость, мкл — при 5000 $\pm$ 7,5/при 1000 $\pm$ 3;
шаг, мкл — 50.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>